

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

exercise peddler
pedalera de ejercicio
vélo d'appartement

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

assembly instructions

PARTS LIST:

1. Stabilizer
2. Stabilizer
3. Knob
4. Main Frame



STEP 1:

Connect the (1) stabilizer with the main frame (4) using screw and tighten firmly.




STEP 2:

Connect the (2) stabilizer with main frame (4) using screw and tighten firmly.



STEP 3:

Screw the tension knob (3) on main frame (4)



resistance adjustment



Turn the tension knob to adjust the paddle resistance. "High" means heavy resistance, "Low" means light resistance.

exercise instructions



HAND ROWING EXERCISE



PADDLE EXERCISE

instrucciones para el montaje

LISTA DE PARTES:

1. Estabilizador
2. Estabilizador
3. Perilla
4. Marco Principal



PASO 1:

Conecte el estabilizador (1) con el marco principal (4) usando un tornillo y ajustando firmemente.




PASO 2:

Conecte el estabilizador (2) con el marco principal (4) usando un tornillo y ajustando firmemente.




PASO 3:

Atornille la perilla de tensión (3) en el marco principal (4).



ajuste de resistencia



Turn the tension knob to adjust the paddle resistance. "High" means heavy resistance, "Low" means light resistance.

instrucciones para los ejercicios



EJERCICIO DE REMO
MANUAL



EJERCICIO DE REMO

instructions de montage

LISTE DES PIÈCES

1. Stabilisateur
2. Stabilisateur
3. Bouton
4. Cadre principal



ÉTAPE 1:

Connectez le (1) stabilisateur au cadre principal (4) au moyen de la vis et serrez fermement.




ÉTAPE 2:

Connectez le (2) stabilisateur au cadre principal (4) au moyen de la vis et serrez fermement.



ÉTAPE 3:

Vissez le bouton de réglage de la tension (3) sur le cadre principal (4).



ajustement de la résistance



Turn the tension knob to adjust the paddle resistance. "High" means heavy resistance, "Low" means light resistance.

conseils pour vos exercices



EXERCICE À
L'AVIRON



EXERCICE À LA
PAGAIE

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING