

AXIOM

SP | VISCO

SP | FLUID

USER INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



Table of Contents

IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

A.	Selecting the Proper Seating Product.....	3
B.	Become Familiar with this Manual	3
C.	Warnings.....	3
D.	Check Your Skin Daily	3
E.	General Warnings.....	3
F.	Protecting Your Cushion	4
G.	Obstructions	4
H.	Cover Orientation	5

SET-UP, ADJUSTMENT AND CARE

A.	Fitting Your Cushion and Wheelchair	5
B.	Maintenance	6
C.	Cleaning.....	7
D.	Reassembling Your Cushion After Cleaning.....	7
E.	Axiom SP Fluid - Bottoming Out.....	9

KI MOBILITY LIMITED WARRANTY 7

Tabla de Contenidos

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO

A.	Seleccionar el Producto de Sentado Apropiado	13
B.	Familiarícese con Este Manual	13
C.	Advertencias.....	13
D.	Verifique su Piel Diariamente	13
E.	Advertencias Generales	13
F.	Proteja su Cojín.....	14
G.	Obstrucciones	14
H.	Orientación de la Funda	15

SETEO, AJUSTES Y CUIDADOS

A.	Ajuste su Cojín y Silla de Ruedas	15
B.	Mantenimiento	16
C.	Limpieza	17
D.	Armado de su Cojín Después de la Limpieza	17
E.	Axiom SP Fluid - Deformaciones.....	19

GARANTÍA LIMITADA KI MOBILITY 20

Axiom SP Visco & SP Fluid

IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

NOTICE: This manual contains instructions for use with the Ki Mobility Axiom SP Fluid and SP Visco cushion products. This information must be provided to the consumer of this product. Do not remove this manual before delivery to the consumer of this product.

Supplier: This manual must be given to the consumer of this product.


Consumer: Read the entire owner's manual prior to using this product and keep on-hand for future reference.

NOTICE: Check all parts for shipping damage. In case of damage, DO NOT use. Contact the supplier or Ki Mobility for further instructions.

Cushion Features



1. Pleated 4-Way Stretch Inner Cover	2. Viscoelastic Foam Insert
3. Dual Density Polyurethane Foam Base	4. Super 4-Way Stretch Lycra Outer Cover



1. Dual Density Polyurethane Foam Base	2. Pleated 4-Way Stretch Inner Cover
3. Hydrolite Fluid Bladder	4. Super 4-Way Stretch Lycra Outer Cover

MAXIMUM USER WEIGHT FOR BOTH SP CUSHIONS: 350 lbs (158 kilos)

A. Selecting the Proper Seating Product

Ki Mobility recommends that you consult with a licensed clinician (i.e. Physician or therapist) trained in wheelchair seating and positioning before selecting any seating and positioning product. This will help ensure you receive the right product for your specific needs. Axiom Seating and Positioning products should only be installed by an authorized Ki Mobility supplier.

B. Become Familiar with this Manual

Before using this cushion, you and each person who may assist you, should read this entire owner's manual and follow all instructions. Review the Warnings often, until they are second nature to you.

C. Warnings

The word "WARNING" refers to a hazard or unsafe practice that may cause severe injury or death to you or to other persons.

D. Check Your Skin Daily

Axiom Seating and Positioning products are designed to improve pressure distribution and increase sitting tolerance. Whether the cushion provided will meet your individual needs cannot be assured in advance. The integrity of your skin can be affected by many aspects of your daily life and medical condition, including the use of this product. Be sure to follow any skin care regimens established by your clinician.

Users of this product should make sure their skin is inspected daily for changes. If you see changes, discontinue the use of this product immediately and consult with your clinician. A key clinical indicator of tissue breakdown is skin redness. If your skin develops redness, discontinue the use of this product immediately and consult your clinician. Be especially careful to inspect the areas related to the bony prominences of the pelvis such as your trochanters and ischial tuberosities.

WARNING

WARNING: Failure to perform proper skin inspection or continuing to use a cushion after skin changes are present can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

E. General Warnings

WARNING

WARNING: Do not use or install this cushion without first reading and understanding this manual. Please contact your authorized Ki Mobility supplier or your clinician if you are unable to understand the Warnings and Instructions. Failure to do so could result in serious injury or death.

WARNING

WARNING: The adhesive on hook and loop closures (commonly known as "Velcro") may degrade over time and reduce its ability to secure the cushion. This could cause you to fall from your wheelchair, resulting in serious injury.

WARNING

WARNING: The installation of a cushion on a wheelchair could affect the center of gravity of the wheelchair. Changes in your center of gravity may affect your stability in your wheelchair, resulting in tipping over or falling from your wheelchair which may result in serious injury. Always review the instructions for use of your wheelchair to see if changes to the wheelchair may be needed to provide sufficient stability after adding a cushion.

WARNING

WARNING: The integrity of your skin can be affected by many aspects of your daily life and medical condition, including the use of this product. Be sure to follow any skin care regimens established by your clinician. Consumers of this product should make sure their skin is inspected routinely for changes as directed by their clinician. Failure to do so could result in serious injury or death.

WARNING

WARNING: Axiom SP Fluid - Do not leave the fluid cushion outside overnight at temperatures below 40°F (5°C). Allow the cushion to warm to room temperature before using. Sitting on extremely cold or hot surfaces can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

F. Protecting Your Cushion

Avoid prolonged exposure to adverse environmental conditions. This may include excessive exposure to sunlight and temperatures, either hot or cold. This can result in the degradation of the performance of your cushions.

WARNING

WARNING: Failure to protect your cushion may lead to changes that can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

Although your cushion has been manufactured in accordance with its labeled flammability standards, you should avoid exposing your cushion to open flames or extreme heat sources such as a burning cigarette. This may cause your cushion to ignite or emit harmful gases.

WARNING

WARNING: Failure to protect your cushion from extreme heat may cause your cushion to ignite or emit harmful gases, resulting in serious injury or death.

G. Obstructions


To ensure your cushion works effectively, avoid obstructions between your bottom and your cushion. Failure to do so will lessen the effectiveness of the product, potentially causing pressure points on the skin and body.

WARNING

WARNING: Pressure points can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

H. Cover Orientation

Your cushion was designed to be sat on in a specific orientation and it must be placed properly in your wheelchair with the cover oriented correctly with the foam base. It is labeled to indicate the proper orientation.



⚠ WARNING ⚠


WARNING: Failure to properly orient the cushion and cover can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

Set-Up, Adjustment and Care

A. Fitting Your Cushion and Wheelchair

1. Initial Cushion Set-Up Without User in Seated Position

- In determining the right cushion for you, ensure the dimensions are appropriate considering the width and length of your wheelchair sling or seat pan. If you are unsure, consult your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.
- Place the cushion in the chair with the material identification tags facing the rear of the chair and the cushion handle oriented toward the front of the chair. The non-skid texture should be facing the seat sling or seat pan on your wheelchair.
- It is important that during normal use the cushion is retained in the wheelchair. It is also important that the cushion is not displaced during transfers that might cause you to slip or fall. Your cushion has hook and loop closures and a non-skid bottom to facilitate retention in a wheelchair. Ensure the cushion hook and loop closures align and mate with the wheelchair hook and loop closures. If your wheelchair sling or seat pan does not have hook and loop closures, or they do not align with the cushion, you should consult your authorized Ki Mobility supplier or your clinician to ensure the cushion is appropriate.



WARNING

WARNING: Failure to properly select a cushion that fits your wheelchair can affect your skin integrity which can result in serious injury or death.

WARNING

WARNING: Failure to properly orient the cushion and cover can affect your skin integrity which can result in serious injury or death.

WARNING

WARNING: Failure to properly select the cushion and cover that can be retained in the wheelchair can cause you to fall from your wheelchair, resulting in serious injury or death.

WARNING

WARNING: Avoid using the cushion on overly stretched seat sling upholstery. Stretched upholstery does not provide adequate support for the cushion and improper positioning may result. This can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

2. Wheelchair Set-Up and Adjustment for your Cushion

- a. Ensure hips are placed squarely in the back of the wheelchair and cushion as directed by your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.
- b. Ensure your footrests are adjusted to the proper height, as directed by your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.
- c. Ensure your back support is properly positioned and adjusted for your seated posture, as directed by your authorized Ki Mobility supplier or your clinician.

WARNING

WARNING: Failure to ensure that the wheelchair is properly adjusted for use with the cushion can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

B. Maintenance

Regular cleaning and maintenance may help extend the life of your cushion. You should inspect your cushion weekly. During cleaning, component inspection is recommended.

1. Check Cover for Tears and Excessive Wear

- a. Remove cover and check for abnormalities (inside and out).
- b. Check the foam base for breakdown or degradation.
- c. If the cushion is the SP Fluid, inspect the fluid bladder for tears or punctures. Inspect the area around the bladder and the cover for the presence of a thick, white fluid which will indicate the presence of a leak.

WARNING

WARNING: If you find any abnormalities, such as the foam breaking down or leaking fluid, discontinue the use of this product immediately and consult with your authorized Ki Mobility supplier or clinician. Failure to do so can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

C. Cleaning

1. Cleaning the Covers

- Remove the inner and outer cover from the foam base and zip closed.
- Machine wash in warm water and tumble dry - no heat. Do not iron. Note - Do not dry clean covers or use industrial washers and dryers to clean cover. Do not steam auto-clave. Do not bleach.
- To refit cover after washing, fit cover back over foam base. Ensure the back of the cover matches up to the back of the foam base. Note - If utilized in an institutional setting, write the residents name with a permanent marker on the content label of the cover. This will ensure the return of the correct cover to its matching cushion after washing.

2. Cleaning the Foam Base

- Remove the outer cover from the foam base and wipe lightly with a damp cloth. Do not use soap. Do not submerge in water. Wipe off with a clean cloth.
- Let your cushion completely air-dry before reassembly.

3. Axiom SP Fluid - Cleaning the Fluid Pad

- Remove the cover from the foam base.
- Remove fluid pad from the inner cover and wipe with warm water and soap.
- Rinse with a clean, damp cloth. Dry with a clean cloth.

NOTE: Axiom SP Fluid - Never submerge the fluid pad in any liquid.


NOTE: Axiom SP Fluid - Avoid harsh cleaning or rough handling as this may lead to a degradation of the fluid insert.

D. Reassembling Your Cushion After Cleaning

Axiom SP Visco

1. After Proper Cleaning and Maintenance


- Insert the foam base into the inner cover with the label down and the zipper to the rear of the cushion.
- Insert base plus inner cover into the outer cover. Ensure that white inner cover label is down and zipper is to the rear.
- Close the zipper on your cushion ensuring that the zipper-pull ends up closed with the pull tucked into the zipper pocket cover.



Axiom SP Fluid

1. After Proper Cleaning and Maintenance

- Insert foam base into the inner cover.
- Install the fluid insert by mating the hook and loop closure sections from the fluid insert onto the hook and loop closure sections on the inner cover.
- Install base/inner cover/fluid insert assembly into the outer cover.
- Close the zipper on your cushion ensuring that the zipper-pull ends up closed with the pull tucked into the zipper pocket cover.



▲ WARNING ▲

WARNING: Place the Axiom SP fluid pad on the inner cover ensuring that all hook and loop closure locations are aligned. A misalignment or creation of an edge could cause an unwanted pressure point which could lead to injury.

E. Axiom SP Fluid - Bottoming Out

Bottoming may occur on an Axiom SP Fluid cushion if you displace all the fluid underneath your pelvic bones or buttocks, which would leave you sitting on the foam base. It sometimes occurs on very thin individuals, people using recliner wheelchairs, people who have lost weight or have other changes in body size or shape, or people who slouch when sitting.

To check for bottoming out, first make sure all other instructions for fitting the cushion and wheelchair are complete. Then sit on the cushion, with the cover on and the zipper opened, for seven to ten minutes. Transfer up and off the cushion (or have someone help you transfer), trying not to disturb the fluid underneath you. Fold the back portion of the cover forward over the front, exposing the fluid pad. Push down in the depressions on the pad where your ischial tuberosities (seat bones) and coccyx (tailbone) were. You should have to push through at least ½" (1.3 cm) of fluid before you feel the firm cushion base below.

Changes to the cushion and changes in your body occur over time and you should check for bottoming out at least monthly.

WARNING

WARNING: If bottoming out is detected or you are unsure whether you are bottoming, discontinue the use of this product immediately and consult with your authorized Ki Mobility supplier or your clinician. Failure to do so can affect your skin integrity, resulting in serious injury or death.

KI MOBILITY LIMITED WARRANTY

A. For 24 Months

Ki Mobility warrants the cushion to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months. This limited warranty applies to:

1. Axiom SP Cushion Base, Axiom SP Fluid Pad & Axiom SP Visco Cushion Base

For a period of 24 months (2 years) from the date of purchase, provided normal use, should a defect in materials or workmanship occur, Ki Mobility will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears, or burns.

B. For 6 Months

Ki Mobility warrants the cushion to be free from defects in materials and workmanship for a period of 6 months. This limited warranty applies to:

1. Axiom SP Fluid & Axiom SP Visco Removable Outer and Inner Covers

For a period of 6 months from the date of purchase, provided normal use, should a defect in materials or workmanship occur, Ki Mobility will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears or burns.

C. Limitations

1. We do not warrant:
 - a. Damage from neglect, accident, misuse, or from improper installation or repair.
 - b. Products modified without Ki Mobility's express written consent.
 - c. Damage from exceeding the weight limit.
2. This warranty is VOID if the original cushion tag is removed or altered.
3. This warranty applies in the USA only. Check with your supplier to find out if international warranties apply.
4. This warranty is not transferable and only applies to the first consumer purchase of this product through an authorized Ki Mobility supplier.

D. What We Will Do

Our sole liability is to repair or replace covered parts. This is the exclusive remedy for consequential damages.

E. What You Must Do

1. Obtain from us, while this warranty is in effect, prior approval for return or repair of covered parts.
2. Claims and repairs should be processed through the nearest authorized supplier. Except for express warranties made herein, all other warranties, including implied warranties of merchantability and warranties of fitness for a particular purpose are excluded.

F. Notice to Consumer

1. If allowed by law, this warranty is in place of any other warranty (written or oral, express or implied, including a warranty of merchantability, or fitness for a particular purpose).
2. This warranty gives you certain legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Record your lot number here for future reference:

AXIOM

SP | VISCO

SP | FLUID

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



Axiom SP Visco y SP Fluid

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO

NOTA: El presente manual contiene instrucciones de uso para los cojines Ki Mobility Axiom SP Fluid y SP Visco. Esta información debe ser provista al usuario de este producto. No retire este manual antes de entregar este producto al usuario.

Proveedor: Este manual debe ser entregado al usuario del producto.


Usuario: Lea este manual del usuario en su totalidad antes de utilizar este producto y consérvelo a mano para futuras referencias.

NOTA: Revise todas las partes por daños de embarque. En caso de daños, NO UTILICE el producto. Contacte a su proveedor ó a Ki Mobility para recibir instrucciones.

Características del Cojín



1. Funda Interior Elástica de 4 Direcciones	2. Inserto de Espuma Viscoelástica
3. Base de Espuma Poliuretánica con Densidad Dual	4. Funda Exterior de Lycra Súper Elástica de 4 Direcciones



1. Base de Espuma Poliuretánica con Densidad Dual	2. Funda Interior Elástica de 4 Direcciones
3. Vejiga de Fluido Hidrolítico	4. Funda Exterior de Lycra Súper Elástica de 4 Direcciones

PESO MÁXIMO DEL USUARIO PARA AMBOS COJINES SP: 350 lbs (158 kilos)

A. Seleccionar el Producto de Sentado Apropiado

Ki Mobility le recomienda consultar a un clínico calificado (medico o terapeuta) entrenado en asientos y posicionamiento en sillas de ruedas, antes de seleccionar cualquier producto de asiento o posicionamiento. Esto ayudará a asegurar que usted reciba el producto correcto para sus necesidades específicas. Los productos Axiom de Asiento y Posicionamiento deberían ser instalados solamente por un proveedor de Ki Mobility autorizado.

B. Familiarícese con Este Manual

Antes de utilizar este cojín, usted y toda persona que lo asista, deberían leer este manual de usuario en su totalidad y seguir todas las instrucciones. Revise las Advertencias a menudo, hasta que las conozca muy bien.

C. Advertencias

La palabra "ADVERTENCIA" se refiere a peligros o prácticas inseguras que podrían causar daños graves o la muerte del usuario ó otras personas.

D. Verifique su Piel Diariamente

Los productos de Asiento y Posicionamiento Axiom están diseñados para mejorar la distribución de la presión y aumentar la tolerancia de sentado. No podemos asegurar por adelantado que el cojín cubra sus necesidades individuales. La integridad de su piel puede ser afectada por muchos aspectos de su vida diaria y condición médica, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir al pie de la letra cualquier tratamiento para el cuidado de su piel establecido por su médico clínico.

Los usuarios de este producto deberían asegurarse de que su piel es inspeccionada diariamente para verificar cambios en la misma. Si usted nota cambios, inmediatamente deje de usar este producto y consulte a su médico. Un indicador clínico clave del deterioro de la piel, es su coloración rojiza. Si su piel se torna rojiza, deje de utilizar este producto inmediatamente y consulte a su médico. Tenga especial cuidado en inspeccionar las áreas relacionadas con prominencias óseas de la pelvis, como su trocánter y tuberosidades isquiales.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no realizar inspecciones apropiadas en su piel o el continuar utilizando un cojín luego de que la piel presenta cambios, puede afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos o muerte.

E. Advertencias Generales

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: No utilice o instale un cojín sin antes leer y entender este manual. Por favor contacte a su proveedor autorizado de Ki Mobility ó a su médico clínico si usted no puede entender las Advertencias e Instrucciones. El no hacerlo podría resultar en daños severos o muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El adhesivo en los cierres "gancho y lazo" (comúnmente conocidos como "Velcro") pueden degradarse con el tiempo y reducir su capacidad de asegurar el cojín. Esto podría causar una caída de la silla, resultando en daños severos.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: La instalación de un cojín en una silla de ruedas podría afectar el centro de gravedad de la silla de ruedas. Los cambios en su centro de gravedad podrían afectar su estabilidad en la silla de ruedas, resultando en vuelcos o caídas de la silla, lo cual podría causar daños severos. Siempre revise las instrucciones de uso de su silla de ruedas para verificar si es necesario realizar cambios realizados en la misma para proveer la estabilidad suficiente luego de agregar un cojín.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: La integridad de su piel puede ser afectada por muchos aspectos de su vida diaria y su condición médica, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir cualquier indicación para el cuidado de su piel establecida por su médico clínico. Los usuarios de este producto deberían asegurarse de inspeccionar la piel regularmente para verificar cambios en la misma, como lo indica su médico clínico. El no hacer esto podría resultar en daños severos o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Axiom SP Fluid - No exponga su cojín fluid a temperaturas por debajo de los 40°F (5°C). Permita que su cojín se adapte a la temperatura ambiente antes de utilizarlo. El sentarse en una superficie extremadamente fría o caliente podría afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos o la muerte.

F. Proteja su Cojín

Evite la exposición prolongada a condiciones ambientales adversas. Esto podría incluir excesiva exposición a los rayos solares y temperaturas, tanto frías como calientes. Esto podría resultar en una degradación en el desempeño de su cojín.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no proteger su cojín podría ocasionar cambios que podrían afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

Si bien su cojín ha sido manufacturado de acuerdo con sus estándares de inflamabilidad indicados en su etiqueta, usted debería evitar exponer su cojín a llamas abiertas ó fuentes de calor extreme tales como cigarillos encendidos. Esto podría iniciar fuego o emitir gases peligrosos.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no proteger su cojín de calor extremo podría ocasionar que su el mismo prenda fuego ó emita gases peligrosos, resultando en daño severo ó muerte.

G. Obstrucciones


Para asegurar que su cojín funciona efectivamente, evite las obstrucciones entre su cuerpo y el cojín. El no hacerlo disminuirá la efectividad del producto, potencialmente causando puntos de presión en la piel y el cuerpo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Los puntos de presión pueden afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

H. Orientación de la Funda

Su cojín ha sido diseñado para ser colocado en una orientación específica y debe ser colocado apropiadamente sobre su silla de ruedas con la funda orientada correctamente con la base de espuma. La misma posee una etiqueta que indica la orientación apropiada.




ADVERTENCIA: El no orientar el cojín y la funda apropiadamente podría afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

Seteo, Ajustes y Cuidados

A. Ajuste su Cojín y Silla de Ruedas

1. Seteo Inicial del Cojín sin el Usuario en Posición de Sentado

- Para determinar el cojín indicado para usted, asegúrese de que las dimensiones son apropiadas considerando el ancho y largo de la tela ó panel de asiento de su silla de ruedas. Si usted tiene dudas, consulte a un proveedor autorizado de Ki Mobility ó a su médico clínico.
- Coloque el cojín en la silla con las etiquetas que identifican el material mirando hacia el extremo posterior de la silla y manija del cojín orientada hacia el extremo anterior de la silla. La textura anti-deslizante debería enfrentarse con la tela del asiento ó panel de asiento de su silla de ruedas.
- Es importante que durante el uso normal, el cojín sea mantenido en la silla de ruedas. También es importante que el cojín no sea desplazado durante transferencias que pudieran causar deslizamientos o caídas. Su cojín posee cierre de gancho y lazo y una superficie anti-deslizante que facilita su permanencia en la silla de ruedas. Asegúrese de que los cierres de gancho y lazo estén alineados con los cierres de gancho y lazo de su silla de ruedas. Si la tela de asiento ó el panel de asiento de su silla de ruedas no poseen cierres de gancho y lazo, o éstos no se alinean con el cojín, usted debería consultar a un proveedor de Ki Mobility para asegurarse de que el cojín es apropiado para usted.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no seleccionar apropiadamente un cojín que se ajuste a su silla de ruedas puede afectar la integridad de su piel, lo cual puede resultar en daños severos ó muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no orientar apropiadamente el cojín y su funda pueden afectar la integridad de su piel, lo cual puede resultar en daños severos ó muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no seleccionar apropiadamente el cojín y la funda que puedan ser retenidos en la silla de ruedas puede causar una caída de la silla de ruedas, resultando en daños severos ó muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Evite utilizar el cojín sobre un tapizado de tela de asiento extremadamente estirado. Un tapizado demasiado estirado no provee un soporte adecuado para el cojín y podría resultar en un posicionamiento inapropiado. Esto puede afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

2. Seteo de la Silla de Ruedas y Ajustes para su Cojín

- a. Asegure que las caderas están parejas en el extremo posterior de la silla de ruedas y del cojín, como lo indica su proveedor autorizado de Ki Mobility ó su médico clínico.
- b. Asegure que sus apoya pies están ajustados a la altura correcta, como lo indica su proveedor autorizado de Ki Mobility ó su médico clínico.
- c. Asegure que su soporte dorsal está posicionado apropiadamente y ajustado para su postura sedente, como lo indica su proveedor autorizado de Ki Mobility ó su médico clínico.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: El no asegurar que la silla de ruedas está apropiadamente ajustada para su uso con el cojín podría afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

B. Mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento regulares pueden ayudar a extender la vida útil de su cojín. Usted debería inspeccionar su cojín semanalmente. Durante la limpieza del cojín, se recomienda inspeccionar sus componentes.

1. Verifique que la Funda no Tenga Roturas ó Desgaste por uso Excesivo

- a. Retire la funda y verifique si existen anomalías (dentro y fuera).
- b. Verifique que la base de espuma no presenta daños ó degradación.
- c. Si el cojín es un SP Fluid, inspeccione la vejiga de fluido por roturas ó perforaciones. Inspeccione el área alrededor de la vejiga y de la funda por la presencia de un fluido espeso y blanco que indicará la presencia de pérdidas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Si usted halla anomalías, tales como roturas en la espuma ó pérdida de fluido, discontinúe el uso de este producto inmediatamente y consulte con su proveedor autorizado de Ki Mobility ó con su médico clínico. El no hacer esto puede afectar la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

C. Limpieza

1. Limpieza de Fundas

- Retire la funda interna y externa, cerrada con un zipper, de la base de espuma.
- Lave en lavarropas con agua tibia y centrifugue - sin calor. No la planche. **NOTA** - No utilice limpieza en seco, lavarropas ó secarropas industriales para lavar sus fundas. No utilice vapor en autoclave. No utilice lavandinas ni blanqueadores.
- Para volver a ajustar la funda después del lavado, coloque la misma sobre la base de espuma. Asegúrese de que el extremo posterior de la funda es compatible con el extremo posterior de la base de espuma. **NOTA** - Si se utiliza institucionalmente, escriba el nombre del usuario con marcador permanente sobre la etiqueta de la funda. Esto asegurará el regreso de la funda correcta a su cojín después del lavado.

2. Limpieza de Base de Espuma

- Retire la funda externa de la base de espuma y limpie suavemente con un paño húmedo. No utilice jabón. No sumerja en agua. Seque con un paño limpio.
- Permita que su cojín seque completamente al aire antes de volver a ensamblar.

3. Axiom SP Fluid - Limpieza de la Almohadilla de Fluido

- Retire la funda de la base de espuma.
- Retire la almohadilla de fluido de la funda interna y limpie con agua tibia y jabón.
- Enjuague con un paño húmedo. Seque con un paño limpio.

NOTA: Axiom SP Fluid - Nunca sumerja la almohadilla de fluido en ningún líquido.


NOTA: Axiom SP Fluid - Evite limpiar ó manipular la almohadilla de fluido duramente, pues podría ocasionar su degradación.

D. Armado de su Cojín Después de la Limpieza

Axiom SP Visco

1. Luego de la Limpieza y Mantenimiento Apropriados


- Inserte la base de espuma dentro de la funda interna con la etiqueta hacia abajo y el zipper hacia el extremo posterior del cojín.
- Inserte la base y la funda interna dentro de la funda externa. Coloque la etiqueta interna de color blanco hacia abajo y el zipper hacia atrás.
- Cierre el zipper de su cojín, asegurándose de que el pestillo del zipper queda encerrado dentro del bolsillo de la funda.



Axiom SP Fluid

1. Luego de una Limpieza y Mantenimiento Apropriados

- Inserte la base de espuma dentro de la funda interna.
- Instale la almohadilla de fluido haciendo coincidir las secciones de cierre de gancho y lazo de la almohadilla de fluido con las secciones de cierre de gancho y lazo de la funda interna.
- Instale el ensamble de base/funda interna/almohadilla de fluido dentro de la funda externa.
- Cierre el zipper de su cojín asegurándose de que el pestillo del zipper queda dentro del bolsillo de la funda.



⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Coloque la almohadilla de fluido del Axiom SP sobre la cubierta interna, asegurándose de que los cierres de gancho y lazo están alineados. La falta de alineación de los mismos sobre un borde, podrían causar puntos de presión no deseados que podrían provocar lesiones.

E. Axiom SP Fluid - Deformaciones

Las deformaciones pueden ocurrir en un cojín Axiom SP Fluid si usted desplaza todo el fluido debajo de sus huesos pélvicos ó nalgas, lo cual podría dejarlo sentado sobre la base de espuma. Esto puede ocurrir en individuos muy delgados, personas que utilizan sillas reclinables, personas que han perdido peso ó han sufrido otros cambios en la medida ó la forma de su cuerpo, o personas que se encorvan en posición de sentado.

Para verificar la deformación del cojín, Primero asegúrese de completar todas las demás instrucciones para el ajuste del cojín y la silla de ruedas. Luego siéntese sobre el cojín, con la funda colocada y el zipper abierto, por unos siete a diez minutos. Transfírase fuera del cojín (ó solicite ayuda para una transferencia) tratando de no mover el fluido debajo de su cuerpo. Doble la porción posterior de la funda hacia el extremo anterior, exponiendo la almohadilla de fluido. Presione hacia abajo en las depresiones de la almohadilla donde sus tuberosidades isquiales (huesos de asiento) y coxis solían estar. Usted debería tener que presionar a través de - por lo menos - ½" (1.3 cm) de fluido antes de sentir la firme base de espuma debajo.

Los cambios en el cojín y los cambios en su cuerpo ocurren con el correr del tiempo y usted debería controlar si hay deformaciones por lo menos una vez al mes.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Si se detectan deformaciones ó usted no está seguro, discontinúe el uso de este producto inmediatamente y consulte con su proveedor autorizado de Ki Mobility ó su médico clínico. El no hacer esto afectará la integridad de su piel, resultando en daños severos ó muerte.

GARANTÍA LIMITADA KI MOBILITY

A. Por 24 Meses

Ki Mobility garantiza que los cojines se hallan libres de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 24 meses. Esta garantía limitada aplica a:

1. Base de Cojín Axiom SP, Almohadilla de Fluido Axiom SP & Base de Cojín Axiom SP Visco

Por un período de 24 meses (2 años) desde la fecha de compra, en tanto reciba un uso normal. Si ocurriera una falla en los materiales ó en la mano de obra, Ki Mobility podrá - según su decisión - reparar o reemplazar la unidad sin cargo. Esta garantía no aplica a perforaciones, rasgaduras ó quemaduras.

B. Por 6 Meses

Ki Mobility garantiza que los cojines se hallan libres de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 6 meses. Esta garantía limitada aplica a:

1. Fundas Externas e Internas Removibles Axiom SP Fluid & Axiom SP Visco

Por un período de 6 meses desde la fecha de compra, en tanto reciba un uso normal. Si ocurriera un defecto en los materiales ó en la mano de obra, Ki Mobility podrá - a su opción - reparar o reemplazar la unidad sin cargo. Esta garantía no aplica en perforaciones, rasgaduras ó quemaduras.

C. Limitaciones

1. No garantizamos:

- a. Daños por negligencia, accidente, uso indebido, instalación ó reparación inapropiadas.
- b. Modificaciones al producto sin el expreso consentimiento por escrito de Ki Mobility.
- c. Daños por exceder el límite de peso.

2. Esta garantía será NULA si la etiqueta original del cojín es removida ó alterada.

3. Esta garantía aplica solamente en USA. Verifique con su proveedor si las garantías internacionales son aplicables.

4. Esta garantía no es transferible y solamente aplica a la compra del primer consumidor de este producto, realizada a través de un proveedor autorizado de Ki Mobility.

D. Lo Que Nosotros Haremos

Nuestra única responsabilidad es la de reparar o reemplazar las partes cubiertas por la presente garantía. Este es el remedio exclusivo para daños consecuentes.

E. Lo Que Usted Debe Hacer

1. Mientras la presente garantía esté en efecto, obtenga aprobación previa de Ki Mobility para devolver ó reparar las partes cubiertas por la presente garantía.
2. Los reclamos y reparaciones deberían ser procesadas a través del proveedor autorizado más cercano. Excepto por garantías expresas realizadas aquí, toda otra garantía, incluyendo las garantías implícitas o las garantías de comercialización o ajustes para un propósito particular quedan excluidas.

F. Nota al Consumidor

1. De ser permitido por la ley, esta garantía abarca cualquier otra garantía (escrita u oral, expresa ó implícita, incluyendo una garantía de comercialización ó ajustes para un propósito particular).
2. Esta garantía le otorga a usted ciertos derechos legales. Usted también puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.
Registre su número de lote aquí para futuras referencias:



Ki Mobility

5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991
www.kimobility.com

Authorized EU Representative

Ki Mobility Portugal, Unipessoal Lda
Rua Santos Pousada,
157 4º andar sala 17
4000-485 Porto



DCN0225.2