


GUARDIAN®



Guardian® Toilet Safety Frame
User Instructions & Warranty
Model 30300

Cadre de sécurité *Guardian*® pour toilettes
Instructions d'utilisation et garantie
Modèle 30300

Armazón de Seguridad para Inodoro *Guardian*®
Instrucciones para el Usuario y Garantía
Modelo 30300



www.sunrisemedical.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using. Important information is highlighted by these terms:

WARNING—Important safety information for hazards that might cause serious injury.

CAUTION— Information for preventing damage to the product.

NOTE— Information to which you should pay special attention.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

Please follow these instructions carefully whether commode is used bedside or over the toilet. Commode's height is adjustable for use in an elevated position. Back of commode is removable for use over the toilet.

⚠ WARNING

Please read carefully before use. Failure to comply may result in severe injury.

⚠ WARNING

Do not exceed the 250 lb. maximum weight capacity of this safety frame.

⚠ WARNING

Ensure all detent buttons are properly engaged in position prior to use.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURIES.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before beginning assembly, identify all parts. If you are missing any parts, contact your retailer.

1. Remove existing toilet seat / lid assembly.
2. Place toilet safety frame bracket between toilet fixture and toilet seat / lid assembly with rounded part of bracket facing back of toilet (**Figure 1**).
3. Replace toilet seat / lid and reinsert mounting bolts through bracket and toilet fixture. Replace and tighten nuts.
4. Insert side frames into bracket. Depress detent button and slide side frame into desired position (**Figure 2**).
5. Adjust footpieces to desired height. Make sure both footpieces are fully engaged and adjusted at equal heights.
6. Make sure mounting hardware is tightened and all detent buttons are fully engaged before use.



Figure 1




Figure 2

CLEANING

Your safety frame can be easily cleaned with regular household cleaning products. DO NOT use abrasive powders or scouring pads.

Grip Cleaning Instructions

Clean the grips with a mild soap, detergent or household cleaner. Do not use an organic solvent (such as acetone, MEK, lacquer thinner, lighter fluid, dry cleaning fluid, gasoline or turpentine) that may dissolve the plastic and cause the grip to loosen.

NOTE- Tips on this product contain dry natural rubber.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Your Guardian product is warranted to be free of defects in materials and workmanship. This warranty is limited to the original consumer purchaser.

This warranty does not cover product failure due to owner misuse or negligence or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as but not limited to rubber accessories and grips which are subject to normal wear and tear and replacement. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

In the event of a defect covered by this warranty, we will at our option repair or replace the product. For warranty service please contact the retailer where the product was purchased. If you have a question about your Guardian brand product or this warranty, please call us toll-free at 800.333.4000.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire toutes les instructions avant l'utilisation. Les informations importantes sont mises en relief par les termes suivants:

AVERTISSEMENT– Informations de sécurité importantes sur les dangers qui pourraient provoquer des blessures graves.

ATTENTION– Informations pour éviter l'endommagement du produit.

REMARQUE– Informations auxquelles vous devriez prêter une attention particulière.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

Veillez suivre attentivement les instructions suivantes, que le siège d'aisances soit utilisé à côté du lit ou sur les toilettes. La hauteur du siège est réglable pour utilisation dans une position élevée. On peut enlever le dossier du siège d'aisances pour utilisation sur les toilettes.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière de lire attentivement avant l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne dépassez pas la limite de poids de 113 kg (250 lb) pour ce cadre de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que tous les boutons de cran sont correctement engagés avant d'utiliser le dispositif.

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Avant de commencer l'assemblage, vérifiez toutes les pièces. S'il vous en manque, contactez votre vendeur.

1. Enlevez le siège de toilettes actuel avec son couvercle.
2. Placez le support du cadre de sécurité entre les toilettes et le siège-couvercle, la partie ronde du support face à la partie arrière des toilettes (**figure 1**).
3. Réinstallez le siège et le couvercle des toilettes, puis introduisez les boulons de fixation à travers le support et les toilettes. Réinstallez les écrous et serrez-les.
4. Insérez les éléments latéraux dans le support. Appuyez sur le bouton de cran puis glissez les éléments dans la position désirée (**figure 2**).



Figure 1




Figure 2

5. Réglez les pièces pour les pieds à la hauteur désirée. Assurez-vous que les deux pièces sont complètement engagées et réglées à hauteur égale.
6. Assurez-vous que la quincaillerie d'assemblage est serrée et que tous les boutons de cran sont complètement engagés avant de vous servir du dispositif.

NETTOYAGE

Vous pouvez facilement nettoyer votre cadre de sécurité avec des produits d'entretien ménager ordinaires. N'utilisez pas de poudres abrasives ou de tampons à récurer.

Pour nettoyer le revêtement des poignées :

Nettoyez le revêtement des poignées avec un savon doux, un détergent ou un nettoyant ménager. N'utilisez pas un solvant organique (acétone, méthyléthylcétone, diluant à peinture-laque, essence pour briquets, solvant de nettoyage à sec, essence ou térébenthine) qui pourrait dissoudre le plastique et détacher le revêtement des poignées.

REMARQUE-Les embouts pour ce produit contiennent du caoutchouc naturel sec.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Votre produit Guardian est garanti être sans défaut de matériaux et de fabrication. Cette garantie est limitée au premier acheteur-consommateur.

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de la mauvaise utilisation, de la négligence ou de l'usure normale. Cette garantie ne s'étend pas aux éléments non durables tels, sans y être limitée, accessoires de caoutchouc et revêtements de poignées qui sont sujets à l'usure normale et au remplacement. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons ce produit à notre discrétion. Pour obtenir du service en vertu de la garantie, veuillez contacter le détaillant qui vous a vendu ce produit. Si vous avez des questions au sujet de ce produit de marque Guardian ou de cette garantie, veuillez nous appeler au numéro sans frais 800.333.4000.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. Se enfatiza la información importante por medio de estos términos:

ADVERTENCIA– Información de seguridad importante para riesgos que pudieran causar lesiones serias.

PRECAUCION– Información para evitar daño al producto.

NOTA– Información a la que debe prestar atención especial.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

Por favor, siga cuidadosamente estas instrucciones bien sea que el cómodo se use a un lado de la cama o sobre el inodoro. La altura del cómodo es ajustable para usarse a una posición elevada. El respaldo del cómodo puede quitarse para utilizarse sobre el inodoro.

▲ ADVERTENCIA

Por favor, lea cuidadosamente antes de usar. El no seguir las instrucciones puede provocar lesiones severas.

▲ ADVERTENCIA:

No exceda la capacidad máxima de peso de 250 lb. (113 kg.) de esta armazón de seguridad.

▲ ADVERTENCIA

Asegúrese que todos los botones de retención estén asegurados apropiadamente en su posición antes de usar.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR LESIONES SEVERAS.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Antes de comenzar a ensamblar, identifique todas las partes. Si le hace falta una parte, póngase en contacto con la tienda de venta al por menor.

1. Quite el juego existente de asiento / tapa del inodoro.
2. Coloque el soporte del armazón de seguridad para inodoro entre la pieza fija del inodoro y el juego de asiento / tapa del inodoro con la parte redondeada del soporte mirando la parte posterior del inodoro (**Figura 1**).
3. Reemplace el asiento / tapa del inodoro y reinserte los pernos de montaje a través del soporte y la pieza fija del inodoro.
Reemplace y apriete las tuercas.
4. Inserte los armazones laterales en el soporte.
Oprima el botón de retención y deslice el armazón lateral en la posición deseada (**Figura 2**).



Figura 1

5. Ajuste las patas a la altura deseada. Asegúrese que ambas patas estén totalmente aseguradas y ajustadas a la misma altura.
6. Asegúrese que los accesorios de montaje están apretados y que todos los botones de retención están totalmente asegurados antes de usar.




Figura 2

LIMPIEZA

Su armazón de seguridad puede limpiarse fácilmente con productos regulares para la limpieza doméstica. NO use polvos abrasivos o fibras para restregar.

Instrucciones de Limpieza de las Empuñaduras

Limpie las empuñaduras con jabón, detergente o limpiador doméstico suaves. No utilice un solvente orgánico (tal como acetona, MEK, adelgazador de laca, líquido encendedor, líquido para lavado en seco, gasolina o trementina) que pudiera disolver el plástico y provocar que la empuñadura se afloje

NOTA- Las puntas de este producto contienen caucho natural seco.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Su producto Guardian está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía está limitada a la compra por el consumidor original.

Esta garantía no cubre la falla del producto debido a mal uso o negligencia del propietario o el uso y desgaste normales. La garantía no se hace extensiva a los componentes no duraderos, tales como, pero sin limitarse a, los accesorios de caucho y empuñaduras que están sujetos al uso y desgaste normales y reemplazo. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos que varían de estado a estado.

En caso de que tuviera un defecto cubierto por esta garantía, nosotros repararemos o reemplazaremos el producto a nuestra sola opción. Para recibir servicio dentro de la garantía, por favor póngase en contacto con la tienda al por menor donde fue comprado. Si tiene preguntas sobre su producto marca Guardian o sobre esta garantía, por favor llámenos a nuestra línea gratuita al 800.333.4000.



Manufactured for:
Fabriqué pour:
Fabricado para:
Sunrise Medical Inc.
7477 E. Dry Creek Parkway
Longmont, CO 80503

800-333-4000
In Canada 800-263-3390
www.sunrisemedical.com
Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China