

## Jay® Easy™

### IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

**NOTICE:** This manual contains important instructions that must be passed on to the user of this product. Please do not remove this manual before delivery to the end user.

## User Instruction Manual

## Jay® Easy™

### INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR

**AVIS :** Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être communiquées à l'utilisateur de ce produit. Prière de ne pas séparer ce manuel du produit.

## Manuel de l'utilisateur

## Jay® Easy™

### INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

**AVISO:** Este manual contiene instrucciones importantes que deben ser entregadas al usuario de este producto. Por favor no retire este manual antes de la entrega al usuario.

## Manual de Instrucciones para el Usuario

# JAY®



**CAUTION:** *Installing a cushion on a wheelchair may affect the center of gravity of the wheelchair and may cause the wheelchair to tip backwards, potentially resulting in injury. Always assess for the potential need for antitippers or amputee axle adapter brackets to be added to the wheelchair to help increase stability.*

All Jay fluid cushions are designed to help reduce the incidence of pressure sores. However, no cushion can completely eliminate sitting pressure or prevent pressure sores. Jay fluid cushions are not a substitute for good skin care including; proper diet, cleanliness, and regular pressure reliefs. In addition, prior to prolonged sitting, any cushion should be tried for a few hours at a time while a clinician inspects your skin to ensure that red pressure spots are not developing. You should regularly check for skin redness. The clinical indicator for tissue break down is skin redness. If your skin develops redness, discontinue the use of the cushion immediately and see your doctor or therapist.

Fluid may separate over time, resulting in thin, watery spots and thick, less flowing spots. If this or any inconsistency in the cushion occurs, knead it back to its original consistency.

Do not leave the cushion outside overnight at temperatures below 40° F (5° C). Allow the cushion to warm to room temperature before using. Sitting on extremely cold or hot surfaces can cause skin damage.

Avoid sharp objects or exposure to excessive heat or open flame.

## FITTING A PRESSURE DISTRIBUTING CUSHION

Select a cushion to match your hip width when in the seated position. The cushion length should extend to within 1" - 2" (2.5cm - 5cm) from the back of the knees. Place the cushion to the back of the wheelchair with the material identification tags and fluid pad toward the rear. When fit correctly, your hips should be to the back of the chair. Your ischials (seat bones) should be centered on the Jay Flow™ Fluid pad in the seat well of the cushion. Proper footrest adjustment may enhance sitting comfort and help lower peak sitting pressures. Adjust the footrests so your legs rest firmly but comfortably on the cushion.

**NOTE:** *Do not use the wheelchair's seat width as a guide in determining the appropriate cushion width. Improper cushion fit may be detrimental to the performance of a pressure distributing cushion and its support of the body.*

Avoid using the cushion on overly stretched seat upholstery. Stretched upholstery does not provide adequate support for the cushion and improper positioning may result. Replace stretched upholstery or purchase the Jay Adjustable Solid seat.

Avoid using overly stretched backrest upholstery. Stretched back upholstery does not provide adequate support for the body and improper positioning may result. Replace stretched backrest upholstery or purchase a back support product from Sunrise that is appropriate for you. Contact an authorized supplier for a free demonstration of these products.

## EASY MAINTENANCE & CLEANING

Monthly cleaning and regular maintenance may help extend the life of your cushion. During cleaning, component inspection is recommended.

Check the cover for tears and excessive wear and inspect the fluid pad for punctures or any other abnormalities.

Check the foam base to ensure foam consistency. While checking the fluid pad if you ever feel the fluid is firmer in one area, simply knead the fluid back to its original consistency and/or call your local authorized supplier.

### To clean cover

1. Remove the cover from the foam base and turn inside out.
2. Next turn inside out the inner pocket that contains the fluid pad. (Note that the foam insert cushion option will not have a pocket in the cover.)
3. Remove the fluid pad from the inner pocket by pulling on it, disengaging the Velcro® material.
4. Turn the inner pocket right side out and zip the cover halfway closed. (The cover is zipped halfway closed to keep the Velcro® material from snagging on any other items in the wash.)
5. Machine wash in warm water and drip or tumble dry on low heat.

No ironing required.

**NOTE:** *Do not dry clean covers or use industrial washers and dryers to clean cover. Do not steam autoclave. Do not bleach.*

To refit cover after washing, reinstall the fluid pad in its inner pocket, being sure to properly align the Velcro® strips. Then fit cover back over foam base. Ensure the back of the cover matches up to the back of the foam base.

**NOTE:** *If utilized in an institutional setting, write the resident's name with a permanent marker on the content label of the covers. This will help to ensure the return of the covers after washing.*

Use only Jay-designed covers on Jay fluid cushions.

### To clean foam base

Remove the cover and fluid pad from the foam base. Wipe lightly with a damp cloth. Do not use soap. Do not submerge in water. Wipe off with a clean cloth. Let it completely air-dry before reassembly.

**NOTE:** *Avoid submersion of the foam base in water.*

Reinstall the cover with the fluid pad cover back over foam base. Ensure the back of the cover matches up to the back of the foam base.

### To clean fluid pad

Remove the cover from the foam base. Remove fluid pad from its inner pocket and wipe with warm water and soap. Rinse with a clean, damp cloth. Then wipe dry with a clean cloth.

Never submerge the fluid pad in any liquid.

## REASSEMBLING THE JAY EASY CUSHION AFTER CLEANING

Follow cleaning and maintenance instructions as described in "Easy maintenance and cleaning" then reassemble as follows.

Insert the Jay Flow Fluid pad in its inner pocket in the moisture resistance cover matching all eight Velcro® strip locations. Insert the foam base into the outer cover. Ensure that the zipper is at the rear of the foam base (the part number tag should be to the rear of the foam base) where the seat well is located.


## JAY EASY CUSHION BY JAY

The Easy Cushion is designed with the benefits of skin protection in a lightweight, comfortable and low-maintenance design. The Easy incorporates a Jay Flow Fluid pad or foam insert, a soft foam base, with a moisture resistant outer cover.

The Jay Easy helps to provide pressure and shear reduction which may help reduce the incidence of decubitus ulcers. It is comfortable and doesn't restrict movement, allowing the user to change positions on the cushion.

The maximum user weight for this product is 330 lbs (150 kg).

## JAY EASY COMPONENTS



**CAUTION:** Prior to prolonged sitting, any cushion should be tried for a few hours at a time while a clinician inspects your skin to ensure that red pressure spots are not developing. You should regularly check for skin redness. The clinical indicator for tissue breakdown is skin redness. If your skin develops redness, discontinue the use of the cushion immediately and see your doctor or therapist.

## JAY EASY CUSHION WARRANTY

Each Jay fluid cushion is carefully inspected and tested to provide peak performance. Every Jay fluid cushion is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months from the date of purchase, provided normal use. Should a defect in materials or workmanship occur within 24 months from the original date of purchase, Sunrise Medical will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears or burns, nor to the cushion's removable cover.

Claims and repairs should be processed through the nearest authorized supplier. Except for express warranties made herein, all other warranties, including implied warranties of merchantability and warranties of fitness for a particular purpose are excluded.

There are not warranties which extend beyond the description on the face hereof. Remedies for breach of express warranties herein are limited to repair or replacement of the goods. In no event shall damages for breach of any warranty include any consequential damages or exceed the cost of non-conforming goods sold.

## ADDENDUM TO WARRANTY USE AND CARE GUIDE

For Jay Products Containing JF35 Fluid

Consult your healthcare professional for proper fitting and use, and read the following statements carefully:

- The fluid in this cushion may lose volume over time.
- Volume loss in this cushion may result in bottoming out the cushion.
- Monthly, during routine cleaning and inspection, check this cushion for bottoming out (see instructions under "checking for bottoming out" in the warranty use and care guide) and any fluid inconsistencies. If the fluid is firmer in one area simply knead it back to its original consistency.
- If bottoming out occurs discontinue use of this cushion and contact your healthcare professional. If further assistance is necessary, contact your Sunrise Medical Customer Service at 1-800-333-4000.

**NOTE:** Bottoming out the cushion and checking for bottoming out the cushion does not apply to the Jay Xtreme Cushion, the Jay Rave Cushion, the Jay Care Cushion or the Jay Duo Cushion. These cushions are not designed to be used for clients at high risk for skin breakdown who cannot routinely perform an effective weight shift.

## FRANÇAIS

## JAY EASY

**ATTENTION :** installer un coussin sur un fauteuil peut en affecter le centre de gravité et faire basculer le fauteuil en arrière, entraînant ainsi un risque de blessure. Toujours évaluer la nécessité d'installer des dispositifs anti-basculement ou des axes pour amputé afin d'améliorer la stabilité du fauteuil.

Tous les coussins en gel fluide Jay sont conçus pour réduire la fréquence d'apparition d'escarres. Cependant, aucun coussin ne peut éliminer complètement la pression de la station assise ou empêcher l'apparition d'escarres. Les coussins en gel fluide Jay ne remplacent pas une bonne hygiène de la peau, un régime approprié, des soins de propreté et un soulagement régulier des points de pression. Le coussin devrait en outre être essayé avant tout usage prolongé, l'utiliser durant quelques heures et faire contrôler l'absence de rougeur par un médecin. Toujours surveiller l'apparition de rougeurs aux points de pressions, elles sont le premier signe clinique d'une lésion cutanée. En cas de rougeur, cesser immédiatement d'utiliser le coussin et consulter le médecin ou thérapeute.

Il est possible, avec le temps, que le gel fluide se sépare et forme des gouttes d'eau minces et d'autres gouttes plus épaisses et moins fluides. Si cela se produit ou si le coussin perd de sa fermeté, le pétrir pour restaurer sa consistance d'origine.

Ne pas laisser le coussin à l'extérieur pendant la nuit à une température inférieure à 5° C (40° F). Le coussin doit être remis à température ambiante avant utilisation. S'asseoir sur des surfaces extrêmement froides ou chaudes peut entraîner des lésions cutanées.

Évitez les coupures et piqûres ou l'exposition à une chaleur extrême ou une flamme nue.

## MISE EN PLACE D'UN COUSSIN ANTI-ESCARRES

Choisir un coussin correspondant à la largeur des hanches en position assise. Le rebord du coussin doit se trouver entre 2,5cm à 5cm (1po – 2 po) derrière les genoux. Placer le coussin à l'arrière du fauteuil en positionnant les étiquettes d'identification et le coussin en gel fluide vers l'arrière. Lorsque le coussin est bien ajusté, les hanches doivent être au fond du fauteuil. Les ischions (os fessiers) doivent être centrés sur le coussinet gel fluide Jay Flow™ à l'endroit du contour d'assise. Un réglage approprié du repose-pied peut améliorer le confort en position assise et permettre de diminuer les principaux points de pression. Ajustez les repose-pieds de manière à ce que les jambes reposent fermement mais confortablement sur le coussin.

**REMARQUE :** Ne jamais utiliser la largeur du fauteuil comme repère pour déterminer la largeur appropriée du coussin. Un mauvais ajustement peut nuire à l'efficacité d'un coussin anti-escarres et au bon maintien du corps.

Éviter l'utilisation du coussin sur un revêtement de siège trop distendu. Ce type de revêtement n'est pas un support adéquat pour le coussin et peut entraîner une position incorrecte. Remplacer le revêtement distendu ou acheter le siège ajustable solide Jay.

Évitez d'utiliser un revêtement de dossier trop distendu. Ce type de revêtement n'offre pas un support adéquat pour le corps et peut résulter en une position incorrecte. Remplacer le revêtement distendu du dossier ou acheter un support de dossier adapté parmi les produits Sunrise. Contacter un fournisseur agréé pour obtenir une démonstration gratuite de ces produits.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE FACILES

Un nettoyage mensuel et un entretien régulier peuvent permettre de prolonger la durée d'utilisation du coussin. Lors du nettoyage, nous recommandons d'inspecter les différents éléments du coussin.

Vérifier que la housse n'est pas déchirée ou trop usée et que le coussinet en gel fluide ne présente ni perforation ni anomalie.

Vérifier que la base en mousse est uniforme. Si en vérifiant le coussinet en gel fluide une zone paraît plus ferme, pétrir simplement le gel fluide pour restaurer la consistance d'origine ou contacter le fournisseur agréé local.

### Nettoyage de la housse

1. Enlever la housse de la base en mousse et la retourner.
2. Retourner ensuite la poche intérieure qui contient le coussinet en gel fluide. (Noter que l'option de coussin en mousse ne comporte pas de poche dans la housse.)
3. Enlever le coussinet en gel fluide de la poche intérieure en le tirant et en décrochant le Velcro®.
4. Retourner la poche intérieure droite et refermer la fermeture éclair à moitié. (Ceci évite que le Velcro® ne s'accroche à d'autres articles pendant le lavage.)
5. Laver en machine à l'eau tiède et laisser sécher à l'air libre ou dans un sèche-linge à basse température.

Repassage non nécessaire.

**REMARQUE :** Pas de nettoyage à sec ni de lavage ou séchage industriel de la housse. Ne pas autoclaver. Pas d'eau de Javel.

Pour ajuster de nouveau la housse après le lavage, installer le coussinet en gel fluide dans la poche intérieure, en veillant à aligner correctement les bandes de Velcro®. Ajuster ensuite la housse sur la base en mousse. Le dos de la housse doit être contre le dos de la base en mousse.

**REMARQUE :** Si ce produit est utilisé en institution, écrire le nom de son utilisateur au marqueur permanent sur l'étiquette de contenu de la housse. Cela permettra de récupérer la housse après le lavage.

Utiliser uniquement des housses Jay conçues pour les coussins en gel fluides Jay.

### Nettoyage de la base en mousse

Enlever la housse et le coussinet en gel fluide de la base en mousse. Essuyer doucement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de savon. Ne pas tremper dans l'eau. Essuyer avec un chiffon propre. Laisser sécher complètement à l'air avant le réassemblage.

**REMARQUE :** Ne pas plonger la base en mousse dans l'eau.

Remettre la housse avec le coussinet en gel fluide sur la base en mousse. Le dos de la housse doit être contre le dos de la base en mousse.

### Nettoyage du coussinet en gel fluide

Enlever la housse de la base en mousse. Enlever le coussinet en gel fluide de la poche intérieure et le nettoyer à l'eau tiède savonneuse. Rincer avec un chiffon propre humide. Puis essuyer avec un chiffon propre.

Ne jamais plonger le coussin en gel fluide dans un liquide.

### RÉASSEMBLAGE DU COUSSIN JAY EASY APRÈS NETTOYAGE.

Suivre les instructions de nettoyage et d'entretien de la section « Entretien et un nettoyage faciles », puis réassembler selon les indications ci-après.

Insérer le coussinet en gel fluide Jay dans la poche intérieure de la housse imperméable en le positionnant par rapport au huit bandes de Velcro®. Insérer la base en mousse dans la housse extérieure. La fermeture éclair doit être placée à l'arrière de la base en mousse (le numéro de pièce doit apparaître à l'arrière de la base en mousse), c'est à dire à l'endroit du contour d'assise.


### COUSSIN JAY EASY DE JAY

Le coussin Easy, léger, confortable et d'entretien facile est conçu pour protéger la peau. Le coussin Easy comprend un coussinet en gel fluide Jay Flow ou un poche de mousse, une base en mousse moelleuse, et une housse extérieure résistante à l'humidité.

Le coussin Jay Easy permet de réduire les points de pression et de cisaillement et peut ainsi diminuer la fréquence des escarres de décubitus. Le coussin est confortable et ne restreint pas les mouvements ce qui permet à l'utilisateur de modifier sa position.

Poids maximal de l'utilisateur de ce produit : 150 kg (330 lb).

### ÉLÉMENTS DU COUSSIN JAY EASY



**ATTENTION :** Tout coussin devrait être essayé avant tout usage prolongé, s'y asseoir durant quelques heures et faire contrôler l'absence de rougeur par un médecin. Toujours surveiller l'apparition de rougeurs aux points de pressions, elles sont le premier signe de lésion cutanée. En cas d'apparition de rougeurs cutanées, cesser immédiatement d'utiliser le coussin et consulter le médecin ou thérapeute.

### GARANTIE DU COUSSIN JAY EASY

Chaque coussin en gel fluide Jay fait l'objet d'un contrôle soigné et de tests pour assurer une performance maximale. Chaque coussin en gel fluide Jay est garanti contre tout défaut de pièces et main d'œuvre pendant 24 mois à compter de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation. En cas de défaut pièce ou main d'œuvre survenant dans une période de 24 mois suivant la date d'achat, Sunrise Medical, à sa discrétion, réparera ou remplacera le coussin. Cette garantie ne concerne ni les perforations, déchirures ou brûlures, ni la housse détachable du coussin.

Les réclamations et les demandes de réparations doivent être traitées par le fournisseur agréé le plus proche. À l'exception des garanties expresses mentionnées dans ce présent manuel, toutes les autres garanties, incluant les garanties implicites de valeur marchande ou d'adaptation à un but particulier sont exclues.

Aucune garantie ne s'étend au-delà de la description de la présente. Le recours en cas de non observation des garanties expresses mentionnées se limite à la réparation ou au remplacement du produit. En aucun cas les dommages fondés sur la non observation d'une garantie ne devront inclure des dommages indirects ou excéder la valeur des biens non-conformes vendus.

### ADDENDA AU GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA GARANTIE

Pour les produits Jay contenant du fluide JF35

Consulter un professionnel de santé pour le réglage et l'utilisation corrects, et tenir compte des informations suivantes :

- Avec le temps, le gel fluide de ce coussin peut perdre du volume.
- La perte de volume dans ce coussin peut se traduire par un aplatissement.
- Tous les mois, durant le nettoyage et l'inspection de routine, vérifier que ce coussin ne s'aplatit pas (voir les instructions sous « Vérification de l'aplatissement » dans le guide d'utilisation et d'entretien de la garantie) et que le gel fluide est uniforme. S'il est plus ferme par endroit, il suffit de le pétrir pour restaurer sa fermeté d'origine.
- Si le coussin s'aplatit, cesser de l'utiliser et consulter un professionnel de santé. Pour plus de renseignements, s'adresser au service clientèle de Sunrise Medical au 1-800-333-4000.

**REMARQUE :** L'aplatissement du coussin et sa vérification ne s'appliquent pas aux coussins : Jay Xtreme Cushion, Jay Rave Cushion, Jay Care Cushion or Jay Duo Cushion. Ceux-ci ne sont pas conçus pour les clients sujets aux éruptions cutanées et incapables d'effectuer la routine d'un transfert de poids de manière efficace.

**PRECAUCIÓN:** *Instalar un cojín en la silla de ruedas puede afectar el centro de gravedad de la misma y puede provocar que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás, provocando lesiones potenciales. Evalúe siempre la necesidad de instalar en la silla de ruedas tubos antivoltaduras o abrazaderas adaptadoras del eje para amputados para ayudar a aumentar la estabilidad.*

Todos los cojines con líquido Jay están diseñados para ayudar a reducir la incidencia de úlceras de la piel provocadas por una presión continua. Sin embargo, ningún cojín puede eliminar por completo la presión del sentado o evitar las úlceras de la piel provocadas por presión. Los cojines con líquido Jay no son sustitutos de un buen cuidado de la piel, incluyendo una dieta apropiada, limpieza y alivio periódico de la presión. Además, antes de sentarse sobre él por un tiempo prolongado, cualquier cojín deberá probarse durante unas cuantas horas a la vez mientras un médico inspecciona su piel para asegurarse que no se desarrollen manchas rojas por la presión. Debe revisar la piel con frecuencia buscando enrojecimiento. El indicador clínico de ruptura de tejidos es el enrojecimiento de la piel. Si su piel se enrojece, no utilice el cojín y consulte de inmediato a su médico o terapeuta.

Con el tiempo, el líquido se puede separar, quedando lugares delgados y acuosos y lugares espesos menos fluidos. Si el cojín presenta esta inconsistencia o cualquiera otra, masajéelo hasta que recupere su consistencia original.

No deje el cojín en exteriores durante la noche a temperaturas menores de 5° C (40° F). Permita que el cojín se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo. Sentarse en superficies extremadamente frías o calientes puede provocar daño a la piel.

Evite los objetos con filo o la exposición al calor excesivo o llama abierta.

## ADAPTACIÓN DE UN COJÍN DE DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN

Seleccione un cojín que corresponda al ancho de su cadera cuando se encuentre sentado. El cojín debe extenderse a lo largo hasta 2.5 a 5 cm (1 ó 2 pulg.) de la parte posterior de las rodillas. Coloque el cojín hacia la parte posterior de la silla de ruedas con las etiquetas de identificación del material y la almohadilla del líquido hacia atrás. Cuando se adapta correctamente, su cadera debe quedar en la parte posterior de la silla. Sus huesos isquiáticos (huesos de la cadera) deben estar centrados en la almohadilla de líquido Jay Flow™ en el recipiente del asiento del cojín. El ajuste apropiado de los reposapiés puede aumentar la comodidad del sentado y ayudará a disminuir la presión. Ajuste los reposapiés de tal manera que sus piernas descansen firmemente pero con comodidad en el cojín.

**NOTA:** *No utilice el ancho del asiento de la silla de ruedas como guía para determinar la anchura apropiada del cojín. Una adaptación inadecuada del cojín puede ser perjudicial para el desempeño de un cojín de distribución de presión y su soporte del cuerpo.*

Evite utilizar el cojín sobre una tapicería del asiento que esté muy estirada. La tapicería estirada no proporciona un soporte adecuado del cojín y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplace la tapicería estirada o adquiera el Asiento Sólido Ajustable Jay.

Evite utilizar la tapicería del respaldo si está estirada. La tapicería estirada del respaldo no proporciona un soporte adecuado para el cuerpo y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplace la tapicería estirada del respaldo o adquiera con Sunrise un producto para el respaldo que sea adecuado para usted. Comuníquese con un distribuidor autorizado para una demostración gratuita de estos productos.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FÁCILES

La limpieza mensual y el mantenimiento periódico pueden ayudar a prolongar la vida útil de su cojín. Se recomienda inspeccionar los componentes durante la limpieza.

Busque rasgaduras y desgaste excesivo en las cubiertas y busque pinchazos o cualquier otra anomalía en la almohadilla de líquido.

Revise la consistencia de la base de espuma. Mientras revisa la almohadilla de líquido, si siente que el líquido es más firme en una parte, simplemente

masajee el líquido para devolverle su consistencia original y / o llame a su distribuidor autorizado local.

## Limpieza de la cubierta

1. Quite la cubierta de la base de espuma y voltee el interior para que quede por fuera.
2. Enseguida, saque el interior de la bolsa interna que contiene la almohadilla de líquido hacia fuera. (Observe que la opción de cojín con inserción de espuma no tendrá bolsillo en la funda.)
3. Saque la almohadilla de líquido de la bolsa interna al tirar de la misma, separando el material de Velcro®.
4. Saque el lado derecho de la bolsa interna y cierre la cremallera de la cubierta hasta la mitad. (Se cierra la cubierta hasta la mitad para evitar que el material de Velcro® se agarre de otros objetos durante el lavado).
5. Lave a máquina con agua caliente y seque colgando o en máquina con calor bajo.

No necesita plancharse.

**NOTA:** *No limpie las cubiertas en tintorería ni use lavadoras y secadoras industriales. No las meta en autoclave de vapor. No use cloro.*

Para colocar la cubierta después de lavarla, reinstale la almohadilla de líquido en su bolsa interna, asegurándose de alinear adecuadamente las tiras de Velcro®. Luego coloque nuevamente la cubierta sobre la base de espuma. Asegúrese que la parte posterior de la cubierta quede en la parte posterior de la base de espuma.

**NOTA:** *Si la utiliza en un entorno institucional, anote el nombre del residente en la etiqueta de las cubiertas con un marcador permanente. Esto ayudará a asegurar el regreso de las cubiertas al cojín apropiado después del lavado.*

En los cojines con líquido Jay, use solamente cubiertas diseñadas por Jay.

## Limpieza de la base de espuma

Retire la cubierta y la almohadilla del líquido de la base de espuma. Limpie suavemente con un trapo húmedo. No use jabón. No la sumerja en agua. Seque suavemente con un trapo limpio. Deje secar completamente al aire antes de reensamblar.

**NOTA:** *Evite sumergir la base de espuma en agua.*

Reinstale la cubierta con la almohadilla de líquido en la base de espuma. Asegúrese que la parte posterior de la cubierta quede en la parte posterior de la base de espuma.

## Limpieza de la almohadilla de líquido

Quite la cubierta de la base de espuma. Saque la almohadilla de líquido de su bolsa interna y límpiela con agua tibia y jabón. Enjuáguela con un trapo limpio y húmedo. Luego séquela suavemente con un trapo limpio.

Nunca sumerja la almohadilla de líquido en ningún líquido.

## REENSAMBLADO DEL COJÍN JAY EASY DESPUÉS DE LIMPIARLO

Siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento como se describen en "Mantenimiento y limpieza fáciles" y luego reensamble como sigue:

Meta la almohadilla de líquido Jay Flow en su bolsa en la cubierta a prueba de humedad haciendo corresponder las 8 tiras de Velcro®. Meta la base de espuma en la cubierta externa. Asegúrese que la cremallera esté en la parte posterior de la base de espuma (la etiqueta con el número de parte debe estar atrás de la base de espuma) donde se localiza el recipiente del asiento.

## COJÍN JAY EASY DE JAY

El Cojín Easy está diseñado con los beneficios de protección para la piel en un modelo ligero, cómodo y de bajo mantenimiento. El cojín Easy incorpora la almohadilla de líquido Jay Flow o inserción de espuma, una base de espuma suave, con cubierta externa a prueba de humedad.

El cojín Jay Easy ayuda a proporcionar una reducción en la presión y de ruptura que puede ayudar a reducir la incidencia de úlceras de decúbito. Es cómodo y no restringe el movimiento, permitiéndole al usuario cambiar de posición en el cojín.

La capacidad máxima de peso del usuario de este producto es de 150 Kg. (330 lbs.)

## COMPONENTES DEL JAY EASY



**PRECAUCIÓN:** Antes de sentarse sobre él por un tiempo prolongado, cualquier cojín deberá probarse durante unas cuantas horas a la vez mientras un médico inspecciona su piel para asegurarse que no se desarrollen manchas rojas por la presión. Debe revisar la piel con frecuencia buscando enrojecimiento. El indicador clínico de ruptura de tejidos es el enrojecimiento de la piel. Si su piel se enrojece, no utilice el cojín y consulte de inmediato a su médico o terapeuta.

## GARANTÍA DEL COJÍN JAY EASY

Cada cojín Jay Easy es inspeccionado y probado cuidadosamente para proporcionar el mejor servicio. Cada cojín con líquido Jay está garantizado contra defectos de los materiales o de mano de obra por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, si se usa de manera normal. En caso de presentarse defectos en los materiales o mano de obra dentro del periodo de 24

meses a partir de la fecha de compra original, Sunrise Medical a su discreción, lo reparará o reemplazará sin cargo alguno. Esta garantía no se aplica a los pinchazos, rupturas o quemaduras, ni a la cubierta removible del cojín.

Las reclamaciones y reparaciones serán procesadas a través del distribuidor autorizado Sunrise más cercano. Con excepción de las garantías expresas aquí establecidas, se excluyen todas las demás garantías, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y las garantías de idoneidad para un propósito en particular.

No existe ninguna garantía que se extienda fuera de la descripción aquí establecida. Los remedios por violaciones de las garantías expresas aquí establecidas se encuentran limitadas a la reparación o reemplazo de los bienes. Los daños por violación de cualquier garantía en ningún caso incluirán ningún daño consecuencial ni excederá el costo de los bienes vendidos fuera de especificaciones.

## ADICIÓN A LA GUÍA DE CUIDADOS Y USO DE LA GARANTÍA

Para los Productos Jay que Contengan Líquido JF35

Consulte a su profesional de la salud acerca de la adaptación y uso apropiado y lea cuidadosamente lo siguiente:

- El líquido de este cojín puede perder volumen con el tiempo.
- La pérdida de volumen puede ocasionar que toque fondo a través del cojín.
- Cada mes, durante la limpieza e inspección rutinarias, revise que no traspase el cojín hasta tocar fondo (vea las instrucciones bajo "prueba para tocar fondo" en la guía de cuidados y uso de la garantía) y cualquier inconsistencia del líquido. Si el líquido es más firme en un área, simplemente masajéelo hasta que recupere su consistencia original.
- Si toca fondo a través del cojín, deje de usar este cojín y comuníquese con su profesional de la salud. Si necesita más ayuda, comuníquese con Servicios al Cliente de Sunrise Medical al 1-800-333-4000.

**NOTA:** *Tocar fondo a través del cojín y la prueba para tocar fondo a través del cojín no se aplica al cojín Jay Xtreme, el Jay Rave, el Jay Care o el Jay Duo. Estos cojines no están diseñados para ser usados por pacientes con alto riesgo de ruptura de la piel que no puedan efectuar desplazamientos de peso efectivos de manera rutinaria.*



Manufactured under one or more of the following patents plus other patents pending:U.S. Patent #

4,588,229; 4,660,238; 4,726,624; 4,761,843; 4,842,330; 5,018,790; 5,255,404; 5,352,023; 5,362,543; 5,369,829; 5,390,384; 5,395,162; 5,457,833; 5,490,299; 5,397,517, 5,687,436; 5,869,164

and other foreign patents.

Fabbricato in conformità ad uno o più dei seguenti brevetti e ad altri brevetti in attesa di approvazione: brevetti statunitensi n.

ed altri brevetti stranieri.

**Sunrise Medical Inc.**  
7477 East Dry Creek Parkway  
Longmont, Colorado 80503  
USA  
(800) 333-4000  
In Canada (800) 263-3390  
[www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com)

  
**SUNRISE  
MEDICAL**  
[www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com)

©2005 Sunrise Medical Inc. 2.05  
XTJE Rev. C