

**Assembly, Installation and Operating
Instructions - English
Instructions pour l'assemblage, l'installation et
l'utilisation - French Canadian
Instrucciones de Ensamble, Instalación y
Operación - Domestic Spanish**

**GRAB BARS
BARRES MURALES
AGARRADORES**

DEALER: THIS MANUAL MUST BE GIVEN TO THE USER OF THE WHEELCHAIR.

USER: BEFORE USING THIS WHEELCHAIR, READ THIS MANUAL AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

FOURNISSEUR: CE MANUEL DOIT ÊTRE REMIS À L'UTILISATEUR DU FAUTEUIL ROULANT.

UTILISATEUR: AVANT D'UTILISER CE FAUTEUIL ROULANT, LIRE CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

DISTRIBUIDOR: ENTREGUE ESTE MANUAL AL USUARIO FINAL.

USUARIO: ANTES DE OPERAR EL CONCENTRADOR, LEA TOTALMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO.



Yes, you can.™

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use. Contact Carrier/Dealer for further instructions.

SAFETY SUMMARY

To ensure the safe setup and installation of the Grab Bars, these instructions **MUST** be followed:

GENERAL WARNINGS

DO NOT install this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand these Warnings, Cautions and Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if applicable before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

After **ANY** adjustments, repair or service and **BEFORE** use, make sure all attaching hardware is tightened securely.

Grab Bars add security for bath and commode areas when attached as recommended. To provide optimum safety and function, location, size, and angle of bar(s) **MUST** be determined by a qualified professional.

Use **EXTREME** caution on wet tub or floor surfaces.

Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using Grab Bars.

The Grab Bars can provide support and increases stability for an individual weighing up to 250 lbs. (114 kg.). Grab Bars are **NOT** designed to support the total weight of an individual. Use the bar for assistance **ONLY**.

INSTALLATION WARNINGS

For proper installation, Grab Bars **MUST** be aligned so the mounting brackets are positioned over wall studs. At least two (2) of the three (3) screws on each end of the grab bar **MUST** go through the wallboard or tile and secure into the wall studs for solid support.

Be sure Grab Bars are correctly and securely installed. **NEVER** use Grab Bars if any looseness is noted.

MODEL

	WHITE VINYL COATED	CHROME	STAINLESS STEEL
GRIPPING DIAMETER	1-Inch	1-Inch	1-1/2-Inches
WALL CLEARANCE	3-3/4-Inches	3-3/4-Inches	1-1/2-Inches
12-inch	312	512	2712
16-inch	316	516	2716
18-inch	318	518	2718
24-inch	324	524	2724
32-inch	332	532	2732
36-inch	N/A	N/A	2736
42-inch	N/A	N/A	2742

Tools Required:
3/8-inch Power Drill 1/8-inch Drill Bit # 2 Phillips Screwdriver

INSTALLING GRAB BARS (FIGURE 1)

NOTE: Refer to the GENERAL WARNINGS and INSTALLATION WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.

WARNING

Before installation, locate the wall studs behind the wall (a stud finder can be obtained from a hardware store). Standard measurement of wall studs is 16-inches between centers (FIGURE 1). As older homes do not always fall in line with current codes, locating the wall studs is imperative. Grab Bars can be installed vertically, horizontally or at an angle, but the screw holes of the grab bar **MUST** be aligned so at least two (2) of the three (3) mounting screws are secured into the wall studs.

1. Remove the grab bar from the packaged container.
2. Determine placement for the grab bar.
3. Place grab bar on wall at desired position.
4. With a pencil, mark the hole positions on one side.
5. Repeat STEP 4 for the other side of the grab bar.
6. Place grab bar aside.


WARNING

When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. As older homes do not always fall in line with current housing codes and requirements, know where internal wall wiring is located so that no wires will interfere with your installation. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and fire.

Proper installation is extremely important. Special fasteners may be required if wood is not in desired location. If in doubt, installation should be done by a qualified professional.

NOTE: If installing grab bar over ceramic tile, a carbide drill bit will be required for proper drilling.

7. Use the 3/8-inch power drill and 1/8-inch drill bit to drill all holes into the wall and wall stud(s) at the marked positions.
8. Place grab bar on wall aligning mounting holes with the holes in the wall.
9. Insert screws into one side of the grab bar **(HAND TIGHTEN ONLY!)**.
10. Repeat STEP 9 for opposite side of the grab bar.
11. Securely tighten all mounting screws.



NOTE: Grab bar shown is White Vinyl Coated or Chrome.




FIGURE I - INSTALLING GRAB BARS

USING GRAB BARS

NOTE: Refer to the WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.

1. Grasp the grab bar when exiting or entering the bath tub.

CARE AND MAINTENANCE

1. Use of mild soap and water or a non-abrasive cleaner is recommended for cleaning.
2. Periodically inspect the grab bar for damage or looseness, etc. **DO NOT** use if any damage exists. Contact your authorized Invacare dealer.

LIMITED WARRANTY

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for the lifetime of use by the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IT SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY PROVIDED HEREIN AND THE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NOTE: Vérifier toutes les pièces pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le transporteur/fournisseur pour plus d'informations.

RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Translate---To ensure the safe setup and installation of the Grab Bars, these instructions **MUST** be followed:

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

NE PAS utiliser cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet d'instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et les instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un technicien, si possible, avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.

Après tout réglage, réparation ou entretien, et **AVANT** l'utilisation, s'assurer que toute la quincaillerie est bien serrée.

Les barres murales offrent plus de sécurité pour la baignoire ou la chaise d'aisance lorsqu'elles sont fixées tel que recommandé. Pour obtenir un maximum de sécurité et de fonctionnalité, l'endroit, la dimension et l'angle de la (des) barre(s) **DOIVENT** être déterminés par un professionnel qualifié.

Faire preuve de prudence sur les surfaces mouillées de la baignoire ou du plancher.

Les personnes dont les capacités physiques sont restreintes devraient utiliser les barres sous supervision ou être aidées.

Les barres murales offrent support et stabilité aux personnes pesant jusqu'à 250 lbs. (114 kg.). Les barres **NE** sont **PAS** conçues pour supporter tout le poids d'une personne. Utiliser la barre d'appui pour vous aider **SEULEMENT**.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Pour être installées adéquatement, les barres murales **DOIVENT** être alignées de manière à ce que les supports de montage soient placés sur les poteaux du mur. Au moins deux (2) des trois (3) vis de chaque extrémité de la barre murale **DOIVENT** être fixées dans le mur ou les carreaux et dans les potaux du murs pour être solides.

S'assurer que les barres murales sont installées sécuritairement et adéquatement. **NE JAMAIS** utiliser de barres murales si elles sont lâches.

MODEL

	VINYLE BLANC	CHROME	ACIER INOX
DIAMÈTRE DE LA PRISE	1 po.	1 po.	1-1/2 po.
DISTANCE DU MUR	3-3/4 po.	3-3/4 po.	1-1/2 po.
12-po.	312	512	2712
16-po.	316	516	2716
18-po.	318	518	2718
24-po.	324	524	2724
32-po.	332	532	2732
36-po.	N/A	N/A	2736
42-po.	N/A	N/A	2742

Outils requis:

Perceuse 3/8-po.

Foret 1/8-po

Tournevis Phillips # 2

INSTALLER LES BARRES MURALES (FIGURE 1)

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX et aux AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION du RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

AVERTISSEMENT

Avant d'installer les barres murales, localiser les poteaux du mur (un détecteur peut être acheté chez un quincaillier). La distance standard entre les deux poteaux est de 16 po. (FIGURE 1). Puisque les maisons plus anciennes ne sont pas toujours conformes aux normes du bâtiment, il est essentiel de localiser les poteaux. Les barres murales peuvent être installées à l'horizontal, à l'verticale ou à angle, mais les orifices des vis de la barre murale **DOIVENT être alignés de façon à ce qu'au moins deux (2) des trois (3) vis de chaque extrémité de la barre murale soient fixées dans les poteaux du mur.**

1. Sortir la barre murale de l'emballage.
2. Déterminer l'emplacement de la barre murale.
3. Placer la barre murale à la position voulue.
4. À l'aide d'un crayon, marquer les positions des orifices sur un côté.
5. Répéter l'ÉTAPE 4 pour l'autre côté de la barre murale.
6. Mettre la barre murale de côté.


AVERTISSEMENT

Lorsque vous percez dans le mur, prendre soin d'éviter les fils électriques ou la tuyauterie situés derrière le mur. Puisque les maisons plus anciennes ne sont pas toujours conformes aux normes du bâtiment, identifier la position des fils afin qu'ils ne nuisent pas à votre installation. Les fils électriques abîmés peuvent causer des décharges et des incendies.


Une installation adéquate est très importante. Des attaches spéciales peuvent être nécessaires s'il n'y a pas de bois à l'endroit voulu. En cas de doute, l'installation devrait être faite par un professionnel.

NOTE: Si vous installez une barre sur des carreaux de céramique, utiliser un foret au carbure pour percer adéquatement.

7. Utiliser une perceuse 3/8-po. et un foret 1/8-po. pour percer les trous dans le mur et le(s) poteau(x) aux endroits marqués.
8. Placer la barre murale sur le mur en alignant les orifices de montage avec les trous percés dans le mur.
9. Insérer vis sur un côté de la barre murale **(SERRER À LA MAIN SEULEMENT!)**.
10. Répéter l'ÉTAPE 9 pour l'autre côté de la barre murale.
11. Bien serrer les vis de montage



NOTE: La barre murale illustrée est blanche en vinyle ou en chrome.



***NOTE:** Cette largeur peut varier selon l'âge de la maison.




FIGURE 1 - INSTALLER LES BARRES MURALES

UTILISER LES BARRES MURALES

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS du RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

1. Saisir la barre murale au moment de sortir et d'entrer de la baignoire.

SOINS ET ENTRETIEN

1. Utiliser du savon doux et de l'eau ou un nettoyant non-abrasif pour le nettoyage.
2. Vérifier périodiquement si la barre murale est endommagée ou lâche, etc. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter votre fournisseur Invacare autorisé.

GARANTIE LIMITÉE

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit ce produit à vie contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel et ce, pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'Invacare. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'œuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'Invacare se limite au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à Invacare à l'adresse indiquée à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER.

LES GARANTIES NE DOIVENT PAS SE PROLONGER AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT DIRECT OU ACCESSOIRE.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: Inspeccione TODAS las piezas por cualquier daño durante el envío. En caso de daño, NO lo use. Póngase en contacto con el agente de la entrega o su proveedor, para futuras instrucciones.

SUMARIO DE PRECAUCIONES

TRANSLATE----To ensure the safe installation of the Grab Bars, these instructions **MUST** be followed:::

ADVERTENCIAS GENERALES

NO instale este equipo sin antes leer y entender esta hoja de instrucciones. Si tiene dificultad en entender estas Advertencias, Precauciones e Instrucciones, póngase en contacto con un profesional de la salud, su proveedor o personal técnico si aplica, antes de intentar instalar este equipo. De otro modo, herida personal o daño pueden ocurrir.

Después de **CUALQUIER** ajuste, reparación o servicio y **ANTES** de usarlo, asegúrese de que todas las piezas están bien apretadas.

Los agarradores añaden seguridad en el baño y en áreas donde se usan orinales, cuando se instalan según se recomienda. Para proveer el máximo de seguridad y funcionamiento, la localización, tamaño y ángulo de los agarradores **DEBEN** de ser determinados por un profesional competente.

Use precaución **EXTREMA** en bañeras y pisos mojados.

Usuarios con limitaciones físicas deben de ser supervisados o asistidos cuando usen Agarradores.

Los Agarradores pueden proveer apoyo y aumentan la estabilidad a individuos con un peso máximo de 250 lbs. (114 kg.). Los Agarradores **NO** han sido diseñados para soportar el peso completo de un individuo. Use el agarrador para asistirse solamente.

ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION

Para una instalación apropiada, los Agarradores **DEBEN** de ser alineados de tal modo que sus extremos queden colocados en los parales de la pared. Cuando menos dos (2) de los tres (3) tornillos en cada extremo del agarrador **DEBEN** de *asar a través de la pared o azulejos y quedar asegurados en los parales para un soporte sólido.

Asegúrese de que los Agarradores quedan bien asegurados y correctamente instalados. **NUNCA** use un Agarrador si nota que está flojo.

MODELO

GRIPPING DIAMETER	REVESTID DE VINILO BLANCO 1-Inch	CROMADO 1-Inch	ACERO INOXIDABLE 1-1/2-Inches
WALL CLEARANCE	3-3/4-Inches	3-3/4-Inches	1-1/2-Inches
12-inch	312	512	2712
16-inch	316	516	2716
18-inch	318	518	2718
24-inch	324	524	2724
32-inch	332	532	2732
36-inch	N/A	N/A	2736
42-inch	N/A	N/A	2742

Herramientas Requeridas:

Barreno Eléctrico de 3/8"
Barrena de 1/8"
Destornillador Phillips # 2

INSTALANDO LOS AGARRADORES (FIGURA 1)

NOTA: Refiérase a ADVERTENCIAS GENERALES y ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION en el SUMARIO DE PRECAUCIONES de esta hoja de instrucciones.

ADVERTENCIA

Antes de la instalacion, localice los parales de las paredes (un localizador de parales puede ser obtenido en la ferreteria.) La norma con relacion al espacio entre paral y paral, midiendo desde el centro de los mismos, es de 16 pulgadas. (FIGURA 1). Como las casas viejas no fueron construidas segun las normas y codificaciones actuales, es imperativo localizar los parales. Los Agarradores pueden ser instalados en forma horizontal, vertical o en angulo, pero los hoyos para los tornillos **DEBEN** de ser alineados de mmodo que cuando menos dos (2) de los tres (3) tornillos agarren en los parales de la pared.

1. Desempaque el agarrador.
2. Determine el lugar donde va ha instalarlo.
3. Coloquelo en la pared en la posicion deseada.
4. Con un lapiz, marque la posicion de hoyos en una punta.
5. Repita el PASO 4 en la otra punta del agarrador.
6. Ponga el agarrador a un lado.

ADVERTENCIA


Cuando barrene los hoyos en la pared. ejerza cuidado para evitar danar los alambres electricos o los tubo de la plomeria en la misma. Como las casa viejas no fueron construidas segun las normas y requerimientos actuales, averigue la localizacion de los alambres en la pared, a fin de que no interfieran con la instalacion. Alambres electricos danados pueden causar un choque electrico y un incendio.

ADVERTENCIA

Una instalacion apropiada in extemadamente importante. Sostenedores especiales pueden ser requeridos si la madera no esta en la localizacion deseada. Si tiene duda, la instalacion debe de ser hecha por un profesional capacitado.

NOTA: Si va ha instalar el agarrador sobre azulejos de cerámica, una barrena de carburo es requerida.

7. Use un barreno de 3/8" y una barrena de 1/8" para barrenar los hoyos en la pared y los parales, en las posiciones marcadas.
8. Coloque el agarrador alineando los hoyos del mismo con los hoyos de la pared.
9. Inserte tornillos en una punta del agarrador (**APRETELOS CON LA MANO SOLAMENTE**).
10. Repita el PASO 9 en la punta opuesta del agarrador.
11. Ahora aprete bien los tornillos.



NOTA: El Agarrador que se muestra es revestido con Vinilo Blanco o Cromado.

*NOTA: La medida de esta anchura puede variar, dependiendo de la edad de la casa.





FIGURA I - INSTALANDO EL AGARRADOR

USANDO EL AGARRADOR

NOTA: Refiérase a las ADVERTENCIAS en el SUMARIO DE PRECAUCIONES de este folleto de instrucciones.

1. Agárrese del agarrador cuando entre o salga de la bañera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Se recomienda el uso de un jabón suave y agua o un limpiador no abrasivo para la limpieza.
2. Periódicamente inspeccione el agarrador por algún daño o si está flojo, etc. **NO** lo use si existe algún daño. Póngase en contacto con su proveedor Invacare autorizado.

GARANTIA

NOTA: ESTA GARANTÍA HA SIDO ESCRITA PARA CUMPLIR CON LA LEY FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS APLICABLE A PRODUCTOS DESPUÉS DEL 4 DE JULIO DE 1975.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original de nuestros productos.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos legales, los cuales varían de estado a estado.

Invacare garantiza que la mano de obra y los materiales de su producto están libres de defectos durante la vida normal del producto usado por el comprador original. Si dentro del período de la garantía se comprueba a satisfacción de Invacare que el producto cubierto por la misma ha sido encontrado defectuoso, tal producto debe de ser reparado o reemplazado a opción de Invacare. Esta garantía no incluye ninguna labor o cargos de envío o reemplazo de partes o reparaciones hechas por el usuario a tal producto. La única obligación de Invacare y el único remedio bajo esta garantía queda limitada a tal reparación o reemplazo.

Cuando necesite un servicio cubierto por la garantía, póngase en contacto con el proveedor de quien compró su producto Invacare. En caso de que no reciba un servicio satisfactorio de la garantía, por favor escriba directamente a Invacare a la dirección indicada en la contraportada. Provea el nombre del proveedor, dirección, fecha de compra, indicando la naturaleza del defecto, y, si el sproducto tiene un número de serie, incluya dicho número.

Invacare Coporation le proveerá un número de registro. La unidad o partes bajo garantía deben de ser enviadas para inspección, usando el número de serie, cuando aplica, como identificación, dentro de treinta (30) días después de la fecha en que se expidió el número de registro. **NO** envíe a la fábrica productos sin previo consentimiento. Entregas C.O.D. serán rehusadas. Sírvasse pagar los cargos de envío.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: LA GARANTIA NO DEBE DE APLICAR A PROBLEMAS COMO RESULTADO DE DESGASTE NORMAL O POR NO ADHERIRSE A LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS. ADICIONALMENTE, LA WARANTIA NO DEBE DE APLICAR A PRODUCTOS CUYO NUMERO DE SERIE HA SIDO REMOVIDO O MUTILADO, QUE HAN SIDO SUJETOS A NEGLIGENCIA, ACCIDENTE, OPERACION INAPROPIADA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INAPROPIADO, O A PRODUCTOS MODIFICADOS SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INVACARE POR ESCRITO (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, MODIFICACION POR MEDIO DEL USO NO AUTORIZADO DE PARTES O ACCESORIOS) O PRODUCTOS DAÑADOS DEBIDO A REPARACIONES HECHAS CON PIEZAS NO AUTORIZADAS NI ESPECIFICADAS POR INVACARE, O PRODUCTOS DAÑADOS POR CIRCUNSTANCIAS TOTALMENTE FUERA DEL CONTROL DE INVACARE. PRODUCTOR REPARADOS POR CUALQUIERA QUE NO SEA UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR INVACARE. TAL EVALUACION SERA DETERMINADA POR INVACARE SOLAMENTE.

LA GARANTIA QUE PRECEDE ES EXCLUSIVA Y TOMA EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA. GARANTIAS IMPLICITAS, SI ACASO, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS MARCANTILES O ADAPTADAS PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, NO DEBEN EXTENDER LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESADA AQUI, Y NUESTRA OBLIGACION POR VIOLACIONES A CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DEBE SER LIMITADA A LA REPARACION O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO CONFORME A LOS TERMINOS AQUI ESTABLECIDOS. INVACARE NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL EN ABSOLUTO.

ESTA GARANTIA DEBE DE SER EXTENDIDA PARA CUMPLIR CON LAS LEYES Y REQUERIMIENTOS DE ESTADO O PROVINCIA.

This image shows a full page of white paper with horizontal black ruling lines. The word "NOTES" is printed at the top center in a bold, black, sans-serif font. Below the title, there are approximately 28 evenly spaced horizontal lines extending across the width of the page, providing space for writing.



Yes, you can.™

Invacare Corporation

www.invacare.com

USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada

570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z4G4 Canada
800-668-5324

Invacare is a registered trademark of
Invacare Corporation.

Yes, you can. is a trademark of
Invacare Corporation.

© 2002 Invacare Corporation
Part No. 1089632 Rev B 08/02